



Ente Bilaterale Generale
Organismo Paritetico

ISTRUZIONI D'USO PER LA SANITIZZAZIONE DELLE MASCHERINE MONOUSO IN EMERGENZA DA COVID-19

Ref. Agenzia Industrie Difesa
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

0	16-03-2020	Prima emissione
rev.	data	motivo della revisione

AS.SI.DAL ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORI DI LAVORO
C.F. 91074530113
SEDE LEGALE VIA GIOVANNI PASCOLI, 32 – 19124 LA SPEZIA (SP)
SEGRETERIA TECNICA: VIA DIVISIONE ACQUI, 6 – 43126 PARMA (PR) TEL/FAX 0521-486813
WWW.ASSIDAL.NET – SEGRETERIA@ASSIDAL.NET



Ente Bilaterale Generale
Organismo Paritetico

INTRODUZIONE

Le presenti istruzioni non si applicano in caso di ambienti ad alto rischio contagio o in cui si opera con persone infette.

Deve essere valutato il rischio basso di contagio e l'applicabilità del reimpiego del DPI.

ISTRUZIONI

Qualora sia necessario il riutilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine monouso) impiegare per la sanitizzazione una soluzione idroalcolica al 70% in spray.

Porre attenzione alla manipolazione della mascherina in quanto le mani o la mascherina stessa possono essere contaminate dal virus, procedere quindi alle seguenti fasi:

1. Lavarsi accuratamente le mani seguendo le linee guida del ministero della salute (Allegato A5)
2. Togliere la mascherina indossata utilizzando gli elastici e cercando di non toccarla nella sua parte interna
3. Lavarsi nuovamente le mani o indossare un paio di guanti monouso o in alternativa sanitizzare le mani con una soluzione idroalcolica 75/85% o altro disinfettante idoneo
4. Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua e sapone o soluzione idroalcolica 75/85% altro disinfettante idoneo, con la parte esterna verso l'alto
5. Spruzzare uniformemente la soluzione idroalcolica 70% su tutta la superficie compresi gli elastici ma senza eccedere nella bagnatura
6. Girare la mascherina e ripetere l'operazione
7. Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno 30 minuti, il tempo di asciugatura può variare a seconda delle condizioni ambientali)
Dopo l'asciugatura la mascherina è sanitizzata, evitare pertanto di contaminarla; in caso di persistenza di odore di alcool si consiglia di lasciare ulteriormente asciugare su una superficie pulita
8. Riporre la mascherina in una busta di plastica fino a nuovo uso.

Il trattamento può essere effettuato **NON PIÙ DI TRE VOLTE** salvo deterioramento anticipato del dispositivo, non utilizzare la mascherina ricondizionata in caso di evidenti alterazioni.

Non toccare **MAI** l'interno della mascherina in quanto si potrebbe incorrere in un rischio di contaminazione che favorirebbe il contagio.